



PRO SKIN KIT^{VB-PSK}

by **vacSy**[®]

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ProSkin-Kits!

Begeben Sie sich auf eine Reise der Selbstpflege und gönnen Sie sich ein innovatives Hautpfleegerlebnis mit dem ProSkin Kit, einer Kollektion von Beauty-Accessoires, die sorgfältig entwickelt wurden, um Ihre Haut zu verwöhnen und zu revitalisieren.

Der durch die Vakuumtherapie erzeugte sanfte Saugdruck stimuliert die Zellregeneration, verbessert die Blutzirkulation und fördert die Kollagenproduktion, während der Hauch von echtem Diamantpulver aufhellt und verjüngt.

Mit dem ProSkin Kit erzielen Sie Ergebnisse, die mit denen der renommiertesten Schönheitssalons mithalten können, und das ganz bequem zu Hause.

**PRO
SKIN
KIT** *by* **vacSy**

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung

2. Sicherheitshinweise und Warnungen

3. ProSkin-Kit

3.1. Peeling-Aufsatz

3.2. Mitesser-Aufsatz

3.3. Face-Lifting-Aufsatz

3.4. Schröpfen Aufsatz

4. Anwendung

5. Wartung

6. Konformitätserklärung

7. Entsorgung

Die Funktionsweise von ProSkin-Kit

ProSkin arbeitet mit einem sanften Saugmechanismus, der fünf gesunde Effekte erzeugt und ein Spa-ähnliches Erlebnis in Ihrem Zuhause garantiert.

Jedes Zubehörteil des SkinPro-Kits wurde sorgfältig auf die spezifischen Schönheits- und Wellness-Bedürfnisse abgestimmt, um ein umfassendes und individuelles Erlebnis zu gewährleisten.



Für alle Haut-
typen



Erneuert die
Hautzellen



Glatte und
samtweiche
Haut

**PRO
SKIN
KIT** *by* **vacSy®**

Über diese Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, um versehentliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.



Dieses Symbol warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Symbol warnt Sie vor der Verletzungsgefahr durch Elektrizität.

Diese Packung enthält:

- Peeling-Aufsatz
- Mitesser-Aufsatz
- Facelift-Aufsatz
- 2 Schröpfköpfe
- 25 austauschbare Filter
- 1 Zubehörbeutel

1. Einleitung

Willkommen bei ProSkin Kit - Wo Schönheit auf Technologie trifft.

Das erste Diamantpulver- Mikrodermabrasionsgerät reinigt die Poren, beseitigt Mitesser, bekämpft die Zeichen der Hautalterung, stimuliert die Kollagen- und Elastinproduktion, fördert die Zellerneuerung und verbessert die Ausstrahlung der Haut. Mit nur 10 Minuten wöchentlicher Gesichtsmassage wird Ihre Haut in nur 4 Wochen gesünder und strahlender.



Es ist wichtig zu erwähnen, dass ProSkin Kit Zubehör nur in Kombination mit der Vacsy Vakuumpumpe Deluxe, VB-P von Zepter verwendet werden kann.

Die Pumpe ist mit einem Sensor ausgestattet, der das Zubehör automatisch erkennt und die verschiedenen Behandlungsfunktionen aktiviert.

2. Sicherheitshinweise und Warnungen

-  Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen vor dem Gebrauch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
 -  Das Gerät ist kein Spielzeug, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 -  Nicht anwenden, wenn die Haut geschwollen, gereizt oder entzündet ist.
 -  Achten Sie darauf, dass der Polymerfilter richtig positioniert ist, der Filter, die Hände und die Haut müssen trocken sein. Die Haut kann nach der Anwendung leicht gerötet sein. Wenn die Rötung anhält, konsultieren Sie einen Arzt über die weitere Anwendung.
 -  Verwenden Sie vor und nach der Anwendung des ProSkin-Kits keine Peelings oder andere reizende Produkte.
 -  Nicht geeignet für Schwangere, Kinder, Personen mit Epilepsie, Tumoren oder Entzündungen, Personen mit Herzschrittmachern, hitze- und vibrationsempfindliche Personen, Personen mit Ekzemen oder Hautkrankheiten.
-

Während der Anwendung

-  **Vermeiden Sie abruptes Abheben von der Haut.**
-  **Halten Sie nicht länger als 2 Sekunden an der gleichen Stelle an.**

3. ProSkin Kit

3.1. Peeling-Aufsatz (Diamantstauboberfläche): Enthüllen Sie Ihre Ausstrahlung



Ansaugleistung:

Entfernung von Giftstoffen:

Verbesserung der Mikrozirkulation:

Es verfügt über eine mikrokristalline Oberfläche aus echtem Diamantstaub, die zahlreiche Vorteile bietet, indem sie abgestorbene Hautzellen sanft entfernt und die perfekte Grundlage für Ihre Hautpflege bildet.

Empfohlene Anwendung:

Für alle Hauttypen geeignet und kann auf dem ganzen Gesicht verwendet werden. Die empfohlene Dauer für jede Anwendung beträgt 8-10 Minuten für optimale Ergebnisse.



Bewegen Sie das Gerät auf der Haut hin und her.



Verwenden Sie langsame und geschmeidige Bewegungen.



**PRO
SKIN
KIT** *by* **vacSy®**

3.2. Mitesser-Ausatz: Verbannen Sie Unreinheiten, willkommene Klarheit



Ansaugleistung:



Entfernung von Giftstoffen:



Verbesserung der Mikrozirkulation:



Entwickelt, um Mitesser zu entfernen, die Sebumproduktion zu reduzieren und die Poren gründlich zu reinigen. Freuen Sie sich über das Selbstvertrauen, das eine klare, strahlende und schöne Haut mit sich bringt.

Empfohlene Anwendung

Dieses Aufsatz ist ideal für fettige und gemischte Hauttypen und wird aufgrund seiner Wirksamkeit speziell für die Anwendung im Nasenbereich empfohlen.





Ansaugleistung:

Entfernung von Giftstoffen:

Verbesserung der Mikrozirkulation:

Seine einzigartige Form ist perfekt für die Massage des Hautgewebes und die Aktivierung der Mikrozirkulation von Blut und Lymphe. Es unterstützt die Kollagen- und Elastinproduktion, reduziert Falten und hat einen Lifting-Effekt

Empfohlene Anwendung

Geeignet für die Anwendung auf Wangen, Wangenknochen, Stirn und Kieferpartie.



- ! **Bewegen Sie das Gerät auf der Haut hin und her.**
- ! **Verwenden Sie langsame und geschmeidige Bewegungen.**




3.4. SchröpfenAufsatz: Steigern Sie Ihr Wohlbefinden



Ansaugleistung:



Entfernung von Giftstoffen:



Verbesserung der Mikrozirkulation:



Einführung in das Schröpfen

Schröpfen ist eine alte orientalische Technik, bei der Schröpfköpfe verwendet werden, um einen Hohlraum zu schaffen, der die Kollagen- und Elastinproduktion fördert. Es ist wirksam für Schönheitsbehandlungen, zur Reduzierung von Cellulite und zur Unterstützung von Sportlern nach dem Training:

- Förderung der Elastin- und Kollagenproduktion
- Verringerung von Ödemen, Glieder- und Muskelschmerzen
- Behandlung von Cellulite und Dehnungsstreifen

Empfohlene Anwendung

Der Schröpfaufsatz kann an den Armen, Schultern, Rücken, Bauch, Hüften, Oberschenkeln und Gesäß verwendet werden.



Schröpfbehandlungen

Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, sollten Sie Ihre Haut mit einem Öl oder einer Körpercreme eincremen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schröpfaufsatz mühelos über Ihre Haut gleitet und eventuelle Unannehmlichkeiten oder Reizungen minimiert werden.



Traditioneller Modus

- ① Setzen Sie den Schröpfaufsatz auf die betroffene Stelle.
- ① Erzeugen Sie eine Leere, dann entfernen Sie das Vakuum.
- ① Lassen Sie den Schröpfaufsatz auf der Haut, bis die Leere verschwindet.
- ① Dieser Modus ist ideal für die Behandlung von Muskel- und Gliederschmerzen.

Massage-Modus

- ① Befolgen Sie die Anweisungen für den traditionellen Modus.
- ① Bewegen Sie den Aufsatz für ca. 10 Minuten manuell.
- ① Ideal für Cellulite, Dehnungsstreifen und zur Entspannungsmassage.



Hift gegen
Reduziert



Körper-
Schröufen




Stimuliert die
Durchblutung




Schmerzen
Cellulite

Vorsicht und Anwendbarkeit

Vermeiden Sie die Anwendung bei knöchernen oder sehr dünnen Personen und an Stellen mit Wunden oder Krampfadern.



4. Anwendung



a) Empfehlungen für die Vorbehandlung

Für optimale Ergebnisse und Sicherheit:

- ① Laden Sie die Vakuumpumpe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
 - ① Verwenden Sie für die ersten Behandlungen eine niedrige Saugstufe.
 - ① Öffnen Sie die Poren mit Dampf oder einem warmen Handtuch vor jeder Behandlung.
-

b) Bedienungsschritte

- ① Wählen Sie den für Ihre Behandlung geeigneten Aufsatz.
 - ① Setzen Sie den Filter in den Aufsatz ein.
 - ① Schließen Sie den Aufsatz an die Vacsy Pumpe an.
 - ① Drücken Sie einmal auf die Einschalttaste, um die Saugleistung aufs Stufe 1 einzustellen.
 - ① Mit jedem weiteren Klick erhöht sich die Geschwindigkeit bis zur Stufe 4.
 - ① Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Pumpe auszuschalten.
-

c) Zusammengefasste Schritte für eine perfekte Haut

- ① Verwenden Sie Make-up-Entferner und waschen Sie Ihr Gesicht.
 - ① Öffnen Sie die Poren mit Dampf.
 - ① Beginnen Sie die Behandlung mit dem ProSkin Kit.
 - ① Tragen Sie eine Gesichtscreme oder ein pflegendes Öl auf.
 - ① Genießen Sie Ihre strahlende Haut! Wiederholen Sie die Behandlung bis zu zweimal pro Woche.
-

d) Häufigkeit und Ergebnisse

- ① Die Ergebnisse werden bei konsequenter Anwendung innerhalb von 4-6 Wochen sichtbar. Befolgen Sie die Richtlinien, um das natürliche Strahlen Ihrer Haut zu entfesseln.
-

5. Wartung

ProSkin Kit Reinigung

- ① Waschen und wischen Sie die Köpfe nach jedem Gebrauch ab.
-

Reinigung der Vakuumpumpe

- ① Verwenden Sie zum Reinigen der Vakuumpumpe ein feuchtes Tuch.
 - ① Weichen Sie die Vakuumpumpe nicht ein; dies kann zu dauerhafte Schäden führen.
-

Auswechseln von Filtern

- ① Wechseln Sie die Filter nach 6-8 Einsätzen.

6. Konformitätserklärung

Die Zepter-Gruppe erklärt hiermit, dass alle chemischen Substanzen, die bei der Herstellung dieses Zubehörs verwendet werden, in vollem Umfang mit allen relevanten Vorschriften und Bestimmungen der Europäischen Union übereinstimmen.

Diese Erklärung bestätigt unser Engagement für die Einhaltung der höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards in Übereinstimmung mit den geltenden EU-Richtlinien.

7. Entsorgung

Wenn Sie die das Produkt oder die Verpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften einhalten.

Entdecken Sie die Zepter-Produkte für einen gesunden Lebensstil





VB-PSK

PRO SKIN KIT

by vacSy®

zepter.ch

+41 43 88 82 400